



## VALEURS MESURÉES



DURETÉ



LONGUEUR



LARGEUR



ÉPAISSEUR



DIAMÈTRE



BALANCE EXTERNE

## AVANTAGES

- + Affichage 7 segments à touches convivial
- + Calibrage rapide et simple
- + Petit et solide

## OPTIONS

- Cellules de charge: 40 N, 400 N (Standard)
- Mesure manuelle de l'épaisseur
- Balance externe

## APPAREIL STANDARD

## Série T

## Appareil de contrôle manuel simple HC6.2

La série T représente des produits traditionnels, pour nous permettre de continuer à vous proposer des appareils au design et à la technique éprouvés.

Grâce aux touches et à la bonne lisibilité des affichages, cet appareil est facile à utiliser avec des gants et un équipement de protection.

L'appareil standard permet de mesurer la dureté, la longueur et la largeur. Vous pouvez imprimer les résultats des tests sur une imprimante externe via l'interface USB. La gestion externe de 99 produits est possible et vous pouvez faire des lectures depuis une clé USB. Vous pouvez également ajouter une mémoire produits intégrée en option.

## VALEURS MESURÉES

MODÈLE	DURETÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	POIDS (balance externe)
HC6.2	●	●	●	—	—
HC6.2 EXT	●	●	●	○	—
HC6.2 EXT +	●	●	●	○	○

○ en option ● inclus

MODÈLE	LxIxH (mm)	Poids (kg)
HC6.2 VERSION STANDARD	230x240x120	7



HC 6.2 avec mesure de l'épaisseur et balance externes

