



VALEURS MESURÉES



POIDS



ÉPAISSEUR



DIAMÈTRE



DURETÉ



LONGUEUR



LARGEUR EN OPTION

AVANTAGES

- + Construction industrielle robuste
- + Résultats fiables
- + Utilisation universelle

OPTIONS

- Logiciel PH21, conforme à la réglementation 21 CFR part11
- Système de centrage oblong (OZB)
- Alimentation pour 12, 24 ou 48 stations
- Système individuel de transport pneumatique
- Double système de transport pneumatique
- Système déviateur à trois compartiments
- Collecteur d'échantillons 12, 24 ou 48 stations

APPAREIL STANDARD

UTS 4.1

Système de contrôle automatique

UTS 4.1 est un système de contrôle de comprimés universel et entièrement automatisé, développé pour une utilisation industrielle. UTS 4.1 est le modèle éprouvé d'une série longuement testée de systèmes de contrôle de comprimés, développé en collaboration étroite avec l'industrie pharmaceutique. Le UTS 4.1 permet de contrôler des comprimés ronds, ovales et rectangulaires, ainsi que de nombreuses autres formes particulières. Vous pouvez intégrer le système éprouvé de centrage des comprimés oblongs (OZB) aux formes compliquées.

Utilisez le UTS 4.1 comme appareil de laboratoire ou comme appareil de contrôle en ligne après un presse à comprimés. Vous pouvez déclencher l'extraction d'échantillons soit depuis la machine de production, soit depuis notre logiciel PH21.

MODÈLE	L x l x H (mm)	Poids (kg)
UTS 4.1	590 x 400 x 530	40



Système de contrôle de comprimés UTS4.1, le Numéro 1 des testeurs de comprimés



Option Système de centrage oblong (OZB)



Option roues de transport, cf. page 34

BEST-SELLER

UTS 4.1-12F

Avec alimentation pour 12 stations



Système de contrôle de comprimés UTS4.1-12F avec alimentation pour 12 stations

BEST-SELLER

UTS 4.1-S10

Modèle avec protection anti-poussière



Le modèle UTS4.1-S10, avec protection anti-poussière, garantit un travail en toute sécurité

BEST-SELLER

UTS 4.1-Touch

Avec écran tactile



Convivial, utilisation intuitive grâce à l'écran tactile

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE CLIENT

UTS

Solutions sur mesure pour vos propres exigences sont disponibles sur demande. Voici quelques exemples:

UTS

S7	Avec alimentation spéciale pour comprimés jusqu'à Ø 25 mm
S8	Pour comprimés jusqu'à Ø 50 mm
S9	Pour comprimés miniatures
S16	Avec alimentation sur tapis et système déviateur 5 voies
S17	Avec système déviateur 2 voies
S20	Avec alimentation en comprimés individuelle