



APPAREIL STANDARD

DISI-A / Touch

Testeur automatique de la durée de désintégration

Avec le DISI-A vous pilotez toutes les fonctions et l'analyse des données en toute simplicité et sécurité à l'aide d'un PC et du logiciel PH21.


Le système est conforme aux exigences de la FDA 21 CFR, part11. Toutes les commandes sont protégées par un mot de passe et surveillées continuellement par le système. Tous les procédés importants, tels que modification des données de base, calibrage et bien plus encore, sont automatiquement consignés dans le journal (Audit Trail).

DISI -A Touch, la variante autonome, se pilote en toute simplicité depuis l'écran tactile intégré. Vous pouvez à tout moment effectuer une mise à niveau pour la version PC. Le système est conforme à toutes les exigences EP / USP.

L'appareil est doté d'une mémoire produit de 4 Go. L'impression standard du DISI-A-Touch propose des résultats sous forme de tableau. Vous pouvez exporter les données sur une clé USB.

	Stations (pièces)	L x l x H (mm)	Poids (kg)
DISI-1A / TOUCH	1	340 x 250 x 750	22
DISI-2A / TOUCH	2	475 x 250 x 750	32
DISI-3A / TOUCH	3	610 x 250 x 750	42
DISI-4A / TOUCH	4	750 x 250 x 750	52

Le **DISI-A**, ici avec deux stations de mesure, est commandé au moyen du logiciel PC PH21



VALEURS MESURÉES



DURÉE DE
DÉSAGRÉGATION

AVANTAGES

- + Pilotage à partir d'un écran tactile ou d'un ordinateur
- + Couplage magnétique des paniers de contrôle
- + Transmission des signaux sans fil
- + Capteurs de température intégrés dans les paniers de contrôle

OPTIONS

- Panier de contrôle B pour comprimés à partir de Ø 18mm



Panier de contrôle spécial pour comprimés de grande taille



Le **DISI-A Touch** se pilote par le biais de l'écran tactile