



VALEURS MESURÉES



DURÉE DE
DÉSAGRÉGATION

AVANTAGES

- + Couplage magnétique des paniers de contrôle
- + Disponible avec 1 à 4 stations de mesures indépendantes
- + Boîtier en inox

OPTIONS

- Panier de contrôle B pour comprimés à partir de Ø18mm

APPAREIL STANDARD

DISI-M

Testeur semi-automatique de la durée de désagrégation avec écran LCD et chronomètre individuel

Le testeur de durée de désagrégation des comprimés DISI-M allie convivialité et design éprouvé. Optez pour le testeur manuel de durée de désagrégation DISI-M, moins onéreux que le modèle automatique DISI-A. Le DISI-M est conforme à toutes les exigences EP / USP.

Les paniers de contrôle sont simples à monter et démonter grâce au couplage magnétique. En quelques gestes, vous pouvez démonter les corbeilles de contrôle pour les nettoyer.

Car chaque station fonctionne de manière indépendante, vous pouvez examiner jusqu'à quatre produits simultanément. La fonction Softstart permet de contrôler l'immersion des paniers de contrôle.

| MODÈLE | Stations (pièces) | L x l x H (mm) | Poids (kg) |
|----------------|-------------------|-----------------|------------|
| DISI-1M | 1 | 340 x 250 x 750 | 20 |
| DISI-2M | 2 | 475 x 250 x 750 | 30 |
| DISI-3M | 3 | 610 x 250 x 750 | 40 |
| DISI-4M | 4 | 750 x 250 x 750 | 50 |



Très pratique: les paniers de contrôle sont magnétiquement couplés



Panier de contrôle spécial pour comprimés de grande taille



Le testeur de durée de désagrégation DISI-M est disponible avec 1 à 4 stations de mesure