



NOUVEAU

VALEURS MESURÉES



DURETÉ



LONGUEUR



LARGEUR



ÉPAISSEUR



DIAMÈTRE



BALANCE EXTERNE

AVANTAGES

- + Design net
- + Utilisation intuitive sur l'écran tactile
- + Zone de la mesure (Longueur) jusqu'à 60 mm
- + Zone de la mesure (dureté) en option jusqu'à 1600 N

OPTIONS

- Cellules de charge: 40 N, 400 N (Standard), 800 N, 1600 N
- Socle avec deux plus grands collecteurs

APPAREIL STANDARD

Série H

Appareils de contrôle manuels

Les appareils de contrôle manuels de laboratoire de la série H du nouveau Design LAB.line allient technique de dernier cri et maniabilité: Formes rondes, courbes et surfaces lisses rendent le nettoyage très simple.

L'utilisation de l'écran tactile intégré est simple et intuitive: En quelques clics, vous pouvez changer de produit ou afficher rapidement les résultats concluants des tests.

On a la possibilité d'étendre la zone de mesure à 1 600 N pour tester et analyser des comprimés encore plus durs et d'autres produits comprimés. La version H4 dispose d'une station intégrée de mesure de l'épaisseur. Si vous ajoutez à la version H5 une balance externe, vous pourrez tester tous les cinq paramètres.

MODÈLE	L x l x H (mm)	Poids (kg)
SÉRIE H	230 x 268 x 102	7



Compact, ergonomique et performant

VALEURS MESURÉES

MODÈLE	DURETÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	POIDS (balance externe)
H3	●	●	●	—	—
H4	●	●	●	●	—
H5	●	●	●	●	○

○ en option
● inclus



Collecteur pour les comprimés testés



La version H5 avec la balance externe



Mâchoire fixe interchangeable en fonction de la forme du comprimé



Installation facile du grand collecteur