




Table des matières

I-	Système de prélèvement	3
1-	SAFETYCAPS	4
II-	Système d'élimination des déchets	6
1-	Le Filtre d'évacuation.....	7
2-	Le raccord capillaire	8
3-	Le raccord de flexible.....	8
4-	Entonnoir de sécurité	9
III-	SYMELINE	10
IV-	Accessoires.....	11

I- Système de prélèvement



1- SAFETYCAPS





SAFETYCAP pour HPLC filetage GL 45



II- Système d'élimination des déchets




1- Le Filtre d'évacuation



» Jusqu'à 120 000 m² de surface de filtre


» Granulés multicomposant
contre les agglutinations



2- Le raccord capillaire



3- Le raccord de flexible



4- Entonnoir de sécurité



III- SYMELINE



IV- Accessoires




Filetage	∅ A	∅ B	∅ C	Autres caractéristiques
GL 28	env. 26 mm	env. 27,5 mm	env. 28 mm	
GL 32	env. 29,5 mm	env. 31,5 mm	env. 31,5 mm	
GL 38	env. 35,5 mm	env. 37 mm	env. 37,5 mm	Pour récipients des marques Wheaton® et NALGENE®
GL 40	env. 38 mm	env. 40 mm	env. 40 mm	Pour récipients de la marque MERCK®
GL 45	env. 41,5 mm	env. 45 mm	env. 44,5 mm	
S 50	env. 45,5 mm	env. 51,5 mm	env. 50 mm	Pour bidon faible encombrement
S 51	env. 45,5 mm	env. 50 mm	env. 48 mm	
B 53	env. 50,5 mm	env. 54,5 mm	env. 53 mm	Pour récipients de la marque NALGENE®
S 55	env. 50,5 mm	env. 55 mm	env. 53,5 mm	Le couvercle de nombreux bidons porte le nombre 51
S 60/61	env. 55,5 mm	env. 61 mm	env. 59 mm	Le couvercle de nombreux bidons porte le nombre 61
B 63	env. 58,5 mm	env. 63 mm	env. 62 mm	Pour récipients de la marque NALGENE®
S 65	env. 62 mm	env. 65,5 mm	env. 64,5 mm	Pour récipients de la marque KAUTEX®
S 70/71	env. 66 mm	env. 71,5 mm	env. 70 mm	Le couvercle de nombreux bidons porte le nombre 71
GL 80	env. 78 mm	env. 83 mm	env. 80 mm	
B 83	env. 83 mm	env. 90 mm	env. 88 mm	Pour récipients de la marque NALGENE®
S 90	env. 85 mm	env. 90,5 mm	env. 88 mm	Le couvercle de nombreux bidons portent le nombre D90
S 95	env. 90 mm	env. 96,5 mm	env. 94 mm	

*

Réceptif
Bidon



Réceptif
Flacons de laboratoire



Accessoires Connecteur SafeLock



» En un seul « clic » !

Les attaches rapides permettent le raccordement rapide et sécurisé des flexibles et facilitent encore plus le remplacement des flacons. Les flacons se désolidarisent rapidement par simple clic. On peut ensuite les remplir en lieu sûr.

Grâce à la fonction de soupape intégrée, le système de sécurité reste fermé même en cas de retrait d'un flexible.

Les raccords pratiques SafeLock s'utilisent sur tous les systèmes de sécurité S.C.A.T.

B 160 150



C 160 151



D 160 152



E 160 153



F 160 154



G 160 155



Accessoires Bidon pliable certifié UN-Y

Stockage sur faible encombrement



Part No.	Description	Volume
107 330	Politainer	5 L
107 331	Politainer	10 L
107 332	Politainer	10 L (without handle)
107 333	Politainer	20 L
107 334	Box *	for Politainer 5 L
107 335	Box *	for Politainer 10 L
107 336	Box *	for Politainer 20 L
107 338	Thread adapter PTFE	-
107 339	Thread adapter PP	-

